

# TOGU Dynair Senso XL, zit-/oefenkussen rond - 36 **gymna**

**cm - zwart**

Art: 575012 | Merk: [TOGU](#)



## Productinformatie

Dit gamma van opblaasbare zit- en oefenkussens heeft diverse toepassingen.

- In de eerste plaats als zitkussen op een stoel of in de wagen, om zo van zitten iets dynamisch en ergonomisch te maken.
- De kussens activeren de rugspieren en stimuleren een rechte houding, wat rugproblemen kan helpen verlichten.
- Uiteraard versterkt actief zitten de bovenrug, buikspieren, onderrug ...
- Een tweede toepassingsgebied is proprioceptieve training. Dit kan zowel in staande positie (bv. na enkeltrauma), in zittende positie als tijdens handen- en knieënsteun.

Diameter 36 cm, maximale belasting ca. 200 kg. Verkrijgbaar in 3 kleuren (blauw - rood - zwart).