

Rosidal K - 8 cm x 5 m

gymna

Art: 577212 | Merk: LOHMANN & RAUSCHER



Productinformatie

Zwachtels met korte rek: 90% rek in lengterichting

- Elastisch weefsel met hoge druksterkte, voor stevige compressie
- Mogelijke Toepassingen:
 - Flebologische en lymfatische aandoeningen: acuut en chronisch lymfoedeem, spataderen, na vaatchirurgie, bij dermatologische aandoeningen v.h. been bv. sclerose,...
 - Traumatologie en sportgeneeskunde: ondersteuning en ontlasting
 - Fixatie van lichaamsdelen
 - Fixatie van verbanden
 - Luchtdoorlatend, wordt goed verdragen door de huid
 - 100% katoen, wasbaar in de machine tot 95°C (60°C wordt aangeraden), steriliseerbaar met stoom (121°C)
 - Eens gewassen laten drogen op vlakke ondergrond, niet strijken
 - Herbruikbaar: tot 50 wasbeurten (+/- 6 maanden tot 1 jaar)
 - Verkrijgbaar in verschillende breedtes, lengte is 5 m in uitgerokken toestand
 - Huidkleurig