

Mondmasker chirurgisch type IIR - 3 lagen - oorelastieken - blauw (50 st)

gymna

Art: 9140516



Productinformatie

Een chirurgisch mondmasker bedekt neus, mond en kin. Deze mondmaskers zijn van het type IIR.

DOEL CHIRURGISCH MONDMASKER

- belangrijkste doel is **anderen beschermen** tegen de verspreiding van bacteriële of virale lucht uitgedemd door de drager.
- de drager beschermen tegen het inademen van schadelijke, virale stoffen of bacteriën.
- geschikt voor **medisch en particulier gebruik**.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- wegwerpmondmasker
- gemaakt van polypropyleen met 3 lagen
- spat- en vochtbestendig: (kPa ≥ 16)
- BFE (bacterial filtration efficiency): minimaal 98%
- elastische bevestigingslussen voor achter het oor
- doos met 50 stuks

*Type IIR: Bacteriële filterefficiëntie (%) ? 98% * Ademweerstand (Pa/cm²) 49,0 Pa * Spatweerstand (kPa) ? 16,0 mm Hg. CE-gecertificeerd als medisch hulpmiddel en voldoen aan ISO 14683:2019. Deze mondmaskers zijn tevens in het kader van Covid-19 door het LCH getest, gecontroleerd en goedgekeurd (april 2020).*