

# Blackroll Resist band - weerstandsband - 190 cm - ***gymna***

## super sterk - zwart

Art: 577122 | Merk: [BLACKROLL](#)



## Productinformatie

Weerstandsband voor versnelling, sprint & looptechniek training.

De weerstandsband **BLACKROLL RESIST BAND** is ontwikkeld om de innovaties in de moderne oefentherapie en sporttraining voor iedereen toegankelijk te maken. De Resistance Bands voldoen aan professionele eisen, maar zijn ook geschikt zijn voor patiënten.

De weerstandsbanden zijn sterk, rekbaar, robuust en scheurvast, maar voelen aangenaam zacht aan. De meegeleverde flexibele manchet (7x5cm) maakt een snelle fixatie van de band rond de heup mogelijk voor moderne acceleratie, sprint en looptechniek training zonder in te snijden.

## Specificaties

### AFMETINGEN EN GEWICHT

- grijs: 190 cm x 6 cm, 190 g
- zwart: 190 cm x 6 cm, 305 g

### HYGIËNE

- Wasbaar op 60 graden - drogen op lage temperatuur - gebruik geen wasverzachter of chlorine - geen droogkuis

## KWALITEIT

- Made in Germany
- Hoogste productkwaliteit
- Uniek textielmateriaal voor aangenaam trainingscomfort
- Geschikt voor allergische personen, geen huidcontact met rubber of latex
- Vermijd langdurige blootstelling aan zonlicht