

blauw

Art: 9077162 | Merk: [OMRON](#)



Productinformatie

Vierpuntsmeting met de Omron BF511 weegschaal voor een accurate opvolging van het gewicht. Deze BF511 weegschaal is Omron's meest uitgebreide lichaamssamenstelling monitor en geeft een breed inzicht in lichaamsvet, visceraal vet, skeletspierniveau, BMI en basaal metabolisme. Het toestel is klinisch gevalideerd en geclassificeerd als medisch hulpmiddel. EIGENSCHAPPEN

- professionele metingen zijn nu mogelijk met een betaalbaar toestel.
- geïntegreerd handvat voor het ingeven van data.
- gebruikmakend van de bio-elektrische impedantiemethode.
- klinisch gevalideerd: De nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van dit product zijn aangetoond in onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken volgens strenge internationale erkende protocollen.
- 4 puntsmeting voor een totale lichaamsanalyse.
- meting gaande van de handen naar de voeten en terug.
- voor het meten en vergelijken van verschillende weerstanden in weefsels en spieren.
- 8 sensoren voor een accurate meting.
- max. lichaamsgewicht: 150 kg.
- kleur: blauw.
- leeftijd: 6 – 80 jaar.
- lichaamslengte: 100,0 tot 199,5 cm.
- 4 AA-batterijen inbegrepen.
- geheugen voor vier personen + gastmodus.