



Productinformatie

Het **hartvormige ERGOMAX gezichtskussen** zorgt voor een optimaal patiënten-comfort in de buiklig.

- zacht materiaal, ergonomisch gevormd, naadloos: laat geen afdrukken achter op het gezicht van uw patiënt.
- hygiëne: het low density schuim met gesloten huid is gemakkelijk schoon te maken en resistent tegen ontsmettingsmiddelen (zelfs alcohol).
- door meerdere Ergomax kussens te gebruiken kan u ze snel en gemakkelijk vervangen: een frisse en hygiënische tafel voor elke patiënt.
- in 2 richtingen bruikbaar, aangepast aan het hoofd van uw patiënt of aan zijn positie op de tafel, ongeacht zijn lengte.

AANDACHT:

- DIT TYPE ERGOMAX PAST ENKEL OP BEHANDELTAFELS VAN DE SERIE GYMNA.PRO & GO.
- ERGOMAX PAST **NIET** OP BEHANDELTAFELS MET EEN DRUPPELVORMIGE OF RECHTHOEKIGE GEZICHTSOPENING.