

Toorx Barbell - olympische halterstang - 180 cm - **gymna**

15kg

Art: 581556



Productinformatie

Deze **olympische halterstang van Toorx** is ontworpen voor professioneel gebruik waar gecontroleerde krachtopbouw centraal staat. Met een gripdiameter van 28 mm en een solide constructie is deze stang bijzonder geschikt voor bench- en rackoefeningen zoals bench press, deadlift, rows, shoulder presses en squats.

Dankzij de maximale belastbaarheid van 320 kg biedt deze halterstang een hoge mate van veiligheid en duurzaamheid, ook bij frequente en intensieve inzet. De compacte lengte van 180 cm en een binnenmaat van 122,5 cm maken de stang ideaal voor gebruik in standaard racks en benches, wat ze zeer praktisch maakt in een therapeutische omgeving.

Belangrijkste kenmerken

- Professionele kwaliteit: geschikt voor olympische halterschijven van 50 mm
- Hoge belastbaarheid: maximale belasting tot 320 kg
- Comfortabele grip: 28 mm diameter voor optimale controle tijdens oefeningen
- Gericht inzetbaar: ideaal voor bench- en rackoefeningen binnen revalidatie en krachttraining
- Compact en stabiel ontwerp: perfect voor gebruik in de praktijk

Specificaties

- Lengte: 180 cm

- Binnenmaat: 122,5 cm
- Gewicht: 15 kg
- Gripdiameter: 28 mm
- Diameter halterschijven: 50 mm
- Afmetingen: 186 × 8 × 8 cm
- Type sluiting: Lock Jaw of sluitveren (niet inbegrepen)
- Gebruik: niet geschikt voor crosstraining + niet doppable/niet laten vallen