

Nohrd Wallbar sportraam 14 sporten - 2m30 - eiken ***gymna***

Art: 566402 | Merk: **NOHRD**



Productinformatie

Het wandrek is de klassieker onder de revalidatie-apparatuur.

De NOHrD Wallbar heeft een geïntegreerde, uitklapbare arm waarmee het aantal trainingsmogelijkheden aanzienlijk wordt uitgebreid. Uitgevoerd in Eiken-, of Walnotenhout, de Wallbar is een blikvanger en een indicatie van een actieve, bewuste leefstijl.

Specificaties

- 14 sporten - afstand tussen de sporten: 9,9 cm
- afmetingen (l x b x h): 230 x 79 x 13 cm
- gewicht: 21 kg
- max. gebruikersgewicht: 120 kg
- optioneel uit te breiden met: schuine plank, combitrainer, multifunctionele adapter