

Ergofit Vector Squat Press MED - wit

gymna

Art: 512221 | Merk: [ERGOFIT](#)



Productinformatie

De Ergofit Vector Squat Press is een toestel voor de versterking van de beenspieren. De voornaamste spiergroepen die worden aangesproken zijn: Mm. ischiocrurales, Mm. Quadriceps femoris, mm. Gluteï, m. gastrocnemius, m. soleus

ALGEMENE KENMERKEN

- op beperkte oppervlakte opstelbaar
- eenvoudige bediening
- focus op ergonomie en toegankelijkheid
- met indirecte LED verlichting en modern design

SPECIFIEKE KENMERKEN

- standaard versie:
 - inclusief ROM begrenzer
 - tussengewicht: in stappen van 2,5 en 5 kg
- CVT (= Connected Vitality Touchscreen) versie:
 - kleuren touchscreen
 - toont begin- en eindpositie van de oefening
 - real-time feedback tijdens uitvoering (gewicht, aantal herhalingen, tempo)
 - chipkaart lezer (RFID)
 - compatibel met Vitality system software

KEUZEMOGELIJKHEDEN

- kleuren frame
 - zwart frame met witte afscherming van gewichtenstapel
 - zwart frame met zwarte afscherming van gewichtenstapel

- kleuren bekleding
 - zwart – met zwarte, groene of rode stikking
 - charcoal (antraciet)
 - cactus (groen)
 - sky (blauw) – met blauwe of gele stikking
 - cherry (rood)
 - smoke (bruin)
- kleuren LED verlichting
 - rood
 - groen
 - blauw
 - wit

Specificaties

- Afmetingen (L x B x H): 240 x 100 x 155 cm
- Gewichtenstapel: 7,5 kg - 200 kg
- Startgewicht: 7,5 kg, per 2,5 kg instelbaar
- Totaal gewicht toestel: 505 kg
- Max. gebruikersgewicht: 200 kg
- Medisch product klasse I volgens MDR 2017/745