

Tensoplast EAB - 7,5 cm x 4,5 m

gymna

Art: 500049 | Merk: [BSN](#)



Productinformatie

TENSOPLAST EAB is een elastische **huidklevende** windel voor de normale huid. Het is een sterk klevend compressieverband / steunverband. Zeer goed rekbaar in de LENGTE.

MATERIAAL

- katoen en kunstzijde.
- kleeflaag bestaat uit zinkoxide, zo aangebracht dat de lijmlaag poreus en ademend blijft.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- sterk klevend, blijft goed zitten.
- zorgt voor een zeer sterke, betrouwbare druk en steun.
- zachte randen die niet rafelen:
 - zonder zelfkant, voorkomt plooivorming en insnoering.
 - een centrale gele lijn geeft aan hoeveel de tape de vorige laag overlapt.

TOEPASSINGEN EN INDICATIES

- vooral geschikt wanneer bewegingsbeperking nodig is:
 - verstuikingen
 - sportblessures.
- spataderen, Ulcus Cruris.
- bij fixatie van verbanden.

VERPAKKING

- individueel verpakt.