

Seca 813 digitale weegschaal Robusta - 200 kg

gymna

Art: 510825 | Merk: [SECA](#)



Productinformatie

Ontdek de **Seca Robusta 813**, een professionele, digitale personenweegschaal die kracht, betrouwbaarheid en comfort combineert. Met een draagvermogen van 200 kg, een extra breed en laag antislipplatform, en een stevig stalen frame is dit model ideaal voor zowel klinisch gebruik als thuisgebruik, en perfect afgestemd op gebruikers met een hogere body mass index.

- **Maximale capaciteit (200 kg) met fijne 100 g schaalverdeling:** precisie meets kracht – geschikt voor zware gebruikers zonder verlies aan nauwkeurigheid.
- **Extra breed, laag antislipplatform:** voor een comfortabele, veilige weging – ook ideaal voor ouderen of mensen met mobiliteitsuitdagingen.
- **Automatische werking & energiezuinig:** tip-on en step-off technologie met automatische nulstelling en uitschakeling.
- **Duidelijk LCD-display & geheugenfunctie:** helder afleesbaar scherm met automatische hold-functie voor het gewicht.
- **Robuust en mobiel:** versterkt stalen frame met antislipvoetjes, en toch licht genoeg om gemakkelijk te verplaatsen (ca. 2,6–2,9 kg).
- **Batterijaangedreven & CE-gecertificeerd:** werkt op 4 AAA-batterijen (inbegrepen), met CE-markering voor professioneel gebruik.

Ideaal voor:

- Thuisgebruik bij gebruikers met hogere BMI of beperkte mobiliteit
- Professioneel gebruik in huisartsenpraktijken, klinieken of fysiotherapie
- Mobiel gebruik dankzij de combinatie van robuustheid en laag gewicht