

Strapit Premium Stretch Band Light - 5 cm x 6,9 m - ***gymna***

wit - 24 stuks

Art: 586440 | Merk: [STRAPIT](#)



Productinformatie

Hoge kleefkracht, non-poreuze stretchband – voor maximale ondersteuning en flexibiliteit

De Strapit Premium Stretch Band Light is **een adhesieve, niet-poreuze en extreem klevende stretchband**, speciaal ontwikkeld voor professioneel gebruik in zowel de kinesitherapiepraktijk als op het sportveld. Dankzij zijn hoge kleefkracht en elasticiteit is deze tape ideaal voor het **ondersteunen en beschermen van gewrichten en ligamenten**, zowel tijdens intensieve belasting als in revalidatiefases.

Gebruik deze tape als:

- Prewrap voor gevoelige huidzones
- Overwrap boven sporttape voor extra fixatie
- Compressieband bij zwellingen of blessures
- “Blood tape” bij bloedende snijwonden op het veld

De tape is **gemakkelijk met de hand te scheuren**, vormt zich perfect naar het lichaam en blijft stevig zitten, zelfs bij beweging en transpiratie. Dankzij de non-poreuze structuur dringt er geen vocht of vuil door, wat bijdraagt aan een hygiënische, langdurige toepassing.

Kenmerken op een rij:

- Zeer hoge kleefkracht – blijft zitten, zelfs onder zware belasting
- Ondersteunt en beschermt gewrichten en ligamenten

- Niet-poreus – water- en zweetbestendig
- Easyrip – snel aan te brengen zonder schaar
- Veelzijdig in gebruik – als prewrap, overwrap of compressieband
- Zelfklevend, maar niet plakkend aan huid of haar

Verkrijgbaar in:

- 50 mm breed – 24 rollen per doos
- 75 mm breed – 16 rollen per doos