

# Saturatiemeter / Pulsoximeter vinger - herlaadbaar **gymna**

Art: AD149001 | Merk: [DRIVE](#)



## Productinformatie

### Compact, precies en herlaadbaar – voor dagelijks gebruik

De PF-10A is een geavanceerde, herlaadbare pulsoximeter die betrouwbaarheid en gebruiksgemak combineert in een compact design. Dankzij de nieuwste generatie chiptechnologie levert dit toestel steeds nauwkeurige metingen van zuurstofsaturatie (SpO<sub>2</sub>), hartslag en perfusie-index – onmisbaar voor zowel patiënten met chronische luchtwegaandoeningen zoals astma of COPD, als voor sportieve gebruikers die hun longfunctie willen monitoren.

### Waarom kiezen voor de PF-10A?

- **Herlaadbaar** via USB-C – geen vervangbare batterijen nodig, dus duurzamer en kostenefficiënt. (*Lader of laadblok mag een max. output hebben van 5V*)
- **Automatische meting:** start 2 seconden na plaatsing van de vinger.
- **Korte meettijd** met duidelijke eindanalyse na 30 seconden.
- **Individuele alarminstellingen** voor extra gemoedsrust.
- **12 opname-instellingen** beschikbaar in offline modus.
- **OLED-display** met 360° rotatie, hartslagbalk en plethysmografiegolf voor visuele ondersteuning.
- **Compact & licht** (slechts 37 g) – ideaal voor onderweg of dagelijks gebruik thuis.

## **Inbegrepen accessoires:**

- USB-C oplaadkabel
- Draagkoord
- Handleiding

Met een batterijduur van 24 uur en een laadtijd van amper 3 uur is de PF-10A altijd klaar voor gebruik. Kortom, een slimme keuze voor wie betrouwbare zuurstofmetingen wil combineren met comfort en duurzaamheid