

Toorx Barbell - olympische halterstang - 220 cm - **gymna**

20kg

Art: 581561 | Merk: [TOORX](#)



Productinformatie

Deze hoogwaardige **olympische halterstang van Toorx** is ontworpen voor intensief en professioneel gebruik, ideaal voor krachttraining en functionele revalidatie in de praktijk. Dankzij de stevige constructie, een gripdiameter van 28 mm en soepele bronzen bushings biedt deze stang uitstekende controle en duurzaamheid, zelfs bij zware belasting.

Belangrijkste kenmerken:

- Professionele kwaliteit: geschikt voor halterschijven van 50 mm diameter
- Hoge belastbaarheid: maximale belasting tot 320 kg
- Optimale grip: 28 mm diameter voor een comfortabele en veilige houvast
- Vlotte rotatie: voorzien van bronzen bushings voor een soepele beweging tijdens het tillen
- Veelzijdig inzetbaar: geschikt voor krachttraining, powerlifting en revalidatietoepassingen

Specificaties

- Lengte stang: 220 cm
- Binnenmaat: 131 cm

- Gewicht: 20 kg
- Diameter stang: 30 mm
- Type sluiting: Lock-Jaw of sluitveren (niet inbegrepen)
- Mag niet worden gedropt/niet laten vallen