

# Clarius L15 - handheld echografietoestel - Lineair MSK - incl. 3j licentie

***gymna***

Art: 568515 | Merk: **CLARIUS**

€ 6.334,35

Stukprijs incl. BTW.



## Productinformatie

De **CLARIUS L15 HD3 LINEAIR** is een 'handheld' toestel ideaal voor **musculoskeletale echografie**. De Clarius L15 tilt draadloze echografie van **oppervlakkige structuren** naar een eenzame hoogte.

In combinatie met uw smartphone of tablet hebt u **altijd en overal** hoogkwalitatieve echografie ter beschikking.

Huisartsen, specialisten, kinesisten, sportartsen, podologen, kortom alle bewegingsspecialisten ... zweren bij deze doorontwikkelde, **lichtgewicht maar krachtige echografie scanner**. Een hoogwaardig en gebruiksvriendelijk toestel met een **ultieme beeldkwaliteit**.

In essentie krijgt u de benodigde klinische inzichten voor musculoskeletale echografie zonder de complexiteit van een uitgebreid systeem.

Het **Clarius Membership** voegt hier nog een extra laag aan toe (optie) :

- geavanceerde functies zoals spraakbesturing, doppler, opnamemodus, etc.
- pre-sets die uw functionaliteit vergroten.
- beeldopslag.
- onderwijs in de vorm van een virtuele bijscholing, online trainingen en video's.

\*Het 3-jarig Clarius Membership is een bundel speciaal ontworpen voor een betere workflow en efficiënter onderzoek.

## SNELLE EN JUISTE DIAGNOSE

- de hoge frequentie (5-15 MHz) en **realtime high-definition beelden van oppervlakkige structuren** zoals spieren, gewrichten, pezen, ligamenten, vaten en kleine zenuwen helpen u bij het stellen van uw diagnose.
- **pijnloos onderzoek** voor uw patiënten.
- **gerichtere doorverwijzingen** door betere klinische info.

## SCHERPE BEELDEN

- het Clarius L15 HD3 echografietoestel verwerkt de beelden **tot 8 x sneller**.
- de octal beamforming ondersteund door geavanceerde hard- en software - zorgen voor een **verhoogde framesnelheid** en daarmee voor **vloeiender en scherpere hoge-resolutie beelden**.

## GEBRUIKSGEMAK

- **gebruiksvriendelijke app** voor zowel Apple- als Android-apparaten.

## DRAADLOOS ZAKFORMAAT

- draadloos en toekomstbestendig want **geen poorten, geen kabels**.
  - u hebt de absolute vrijheid om overal echografie toe te passen.
  - de **nieuwste antennetechnologie** is nauwkeurig afgestemd op de meest betrouwbare directe wifi-verbinding met uw mobiele iOS- of Android-apparaten.
- zijn **kleine formaat en lichte gewicht** maken de Clarius L15 bijzonder geschikt om **mee nemen**.
  - in combinatie met uw smartphone of tablet hebt u **altijd en overal hoogkwalitatieve echografieter beschikking**.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

- frequentie: 5-15 MHz.
- diepte: max. 7 cm.
- batterijduur: 60 min scantijd / oplaadtijd: 90 min.
- afmetingen: 147 x 76 x 32 mm / gewicht: 290 g.