

Verbanddoos compact - gevuld - 27 x 18 x 8 cm

gymna

Art: 9450741



Productinformatie

Verbanddoos verkrijgbaar voor in de auto, handel en industrie. Deze kunnen ook op vraag van de klant worden samengesteld op basis van een specifieke toepassing of een specifieke wetgeving.

Een soepele, uitklapbare tas met zorgvuldig geschikte producten in transparante opbergzakjes. Dankzij de opvallende, duidelijke en volledige beschrijvingen vindt u meteen wat u nodig heeft.

Specificaties

Inhoud van de verbanddoos compact

- Niet verklevend wondkompres, 10 x 10 cm. steriel (metaline) x 5
- Gaaskompres, 8,5 x 5 cm. (1/16) steriel x 2
- Hechtpleister textiel, rol 5 m. x 2,5 cm. x 1
- Elastisch fixatiewindsel, 4 m. x 6 cm. x 2
- Wondpleister, 1 m. x 6 cm. x 1
- Desinfecterende lotion, 30 ml. x 1
- Pleisterset x 1
- Steunwindsel ideaal, 5 m. x 6 cm. x 1
- Steunwindsel ideaal, 5 m. x 8 cm. x 1
- Verbanddoek 50 x 50 cm x 1
- Gerold snelverband, 6 x 8 cm. x 1
- Gerold snelverband, 10 x 12 cm. x 1
- Zelfhechtend windsel, 4 m. x 8 cm. x 1
- Gaaskompres, 10 x 10 cm. steriel x 2
- Reddingsdeken, goud- en zilverkleurig, 210 x 160 cm. x 1
- Disposable handschoenen, vinyl, per paar x 1

- Verbandschaar x 1
- Pincet, spits x 1
- Beademingsdoekje, kiss of life x 1
- Zwaluwstaartjes / wondhechtstrips, (3 x 76 mm, vel à 5 stuks) x 1
- Vingerbob x 5
- EHBO stappenplan 'Handelingen Eerste Hulp' x 1