

Vinno 5 echografie-apparaat draagbaar - incl. WiFi **gymna**

Art: 568200 | Merk: [VINNO](#)



Productinformatie

Vinno is een prachtige lijn echografieapparatuur en een 'game changer' in de echografiewereld. Het merk daagt de gevestigde orde uit met betaalbare hoogstaande apparatuur. De echografen van Vinno zijn ontworpen met **veelzijdigheid als uitgangspunt**, ze bieden uitstekende prestaties voor een **breed scala aan medische toepassingen**.

Algemene kenmerken Vinno echografen

- Trendsetende technologie.
- Intuïtief en **gebruiksvriendelijk**.
- **Uniek RF platform** met speciale signaal processingtechnieken voor **betere hoge resolutie beelden**.
- Voorgeprogrammeerde tutorials.
- Onderscheidend design.
- Presets en bediening gepersonaliseerd naar uw wens.

Vinno 5: Licht, intelligent en krachtig

- Compact **laptopmodel** met **15" scherm**.
- Intuïtieve bediening d.m.v. **8" smart touch bedieningspaneel** in combinatie met hardkeys.
- Beeldkwaliteit: betrouwbare resolutie, uitstekend voor **standaarddiagnostiek**.
- Basisfunctionaliteit voor **standaard toepassingen**.
- Pure Wave probe technologie voor meer penetratie en hogere dopplersensitiviteit.
- Keuze uit **diverse transducers** (optioneel).
- Handige mogelijkheden voor opslaan en delen.

Vinno tutorials

De Vinno echografie-apparaten zijn voorzien van **voorgeprogrammeerde tutorials**.

- Met behulp van deze tutorials leert en onderzoekt u tegelijkertijd. Handig als u start met echo.

- In de vorm van video's met bijbehorend echobeeld loopt u stap voor stap door het onderzoek en de verschillende structuren heen.

Flyinsono app

- Met de unieke Flyinsono app kunt u **echobeelden** direct **vanuit de cloud** op uw smartphone, tablet of pc **bekijken**.
- Toegang tot uw beelden op **elk moment** en op elke locatie.
- De app maakt het ook mogelijk om **beelden eenvoudig te delen** met collega's of verwijzers.
- Bovendien kunt u in real time meekijken naar de beelden die een collega op dat moment maakt.