

Combi 200 - zwart

Art: 320310 | Merk: GYMNA

gymna

€ 4.395,12

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

De Combi 200 is een veelzijdig apparaat voor elektrotherapie, ultrageluid- en combinatietherapie. De Combi 200 is uitgerust met een zeer intuïtief touchscreen met duidelijke symbolen die gekoppeld zijn aan eenvoudige opdrachten voor elk te ondernemen actie. Een handleiding is overbodig. Het combineren van gebruiksgemak met de meest geavanceerde wetenschappelijke inzichten is ook bij dit apparaat primordiaal. De patiëntentevredenheid blijft echter het uiteindelijke doel. **ALGEMENE**

KENMERKEN

- combinatie van 2-kanaals elektrotherapie en 1 kanaal ultrageluid.
- touchscreen met instant weergave van de behandeling.
- beschikbaar in het wit of het zwart.
- NIEUW elektro:
 - TENS: de integratie van de laatste TENS protocollen biedt u een waaier van

configuraties.

- spierstimulaties: eenvoudig opstellen van IT-curves, de weergave van de puls sterkte is voor u een extra hulp.
- weergave elektrodeplaatsing op het scherm.
- NIEUWE ultrageluidkop:
 - state-of-the-art UG-behandelkop.
 - zeer precies, volledige absorptie van de UG-golven, geen warmteverlies.

SPECIFIEKE KENMERKEN Therapieën

- elektrotherapie 2 afzonderlijke kanalen.
- ultrageluidtherapie.
- combinatietherapie: één letsel gelijktijdig behandelen met elektro- en ultrageluidtherapie.
- simultaantherapie: twee verschillende indicaties gelijktijdig behandelen met elektro en ultrageluid.
- pelvische reëducatie via vaginale of anale sondes (sondes = optie).

Elektrotherapie

- 2 volledig onafhankelijke kanalen.
- TENS stromen, NMES stromen, interferentie stromen, gelijkgerichte stromen, diadynamische stromen, CC/CV, iontoforese, perineale reëducatie-programma's.
- uitgangsstroom 0-80 mA voor gelijkgerichte stromen, 0-120 mA voor wisselstromen.
- IT curves.

Ultrageluidtherapie

- multifrequente behandelkop, 4 cm².
- 1 en 3 MHz, continu 0-2 W/cm², pulserend 0-3 W/cm².
- visuele en akoestische contactcontrole verzekeren een constante output.
- behandelkop 1 cm² beschikbaar als optie (art. 320.111).

Zeer geschikt voor huisbezoeken dankzij een speciaal ontwikkelde draagtas (optie art. 302.955).