

Trekapparaat super explosief - 56 kg

gymna

Art: 325935 | Merk: GYMNA



Productinformatie

Trekapparaten zijn een uitermate geschikt hulpmiddel voor Medische Trainingstherapie (MTT). Door de geringe ruimte die ze innemen zijn ze in elke behandelruimte of oefenzaal op hun plaats. Er worden steeds strengere eisen gesteld aan MTT. Dit geldt zowel voor de patiënt, die optimaal behandeld wil worden, als voor de therapeut die zijn tijd wil besteden aan zijn patiënt, en niet aan tijdrovende instellingen. De Gymna trekapparaten Super werden - met deze eisen in het achterhoofd - speciaal voor Medische Trainingstherapie ontwikkeld. Dit Trekapparaat Super Explosief laat toe om veilig snelle bewegingen, met een grote bewegingsuitslag, uit te voeren - zonder dat de gewichten 'terugvallen' - met een onaangename, extra belasting voor de patiënt tot gevolg. **ALGEMENE**

KENMERKEN

- uitgerust met 2 handgrepen.
- alle belangrijke onderdelen zijn van topkwaliteit en zijn met octrooirechten beschermd.
- de kabels glijden met een minimale glijweerstand soepel door de geleidingswieltjes.
- alle draai- en lagerpunten zijn uitgerust met onderhoudsvrije kogellagers.
- de trekhoogte is afleesbaar en verstelbaar d.m.v. een eenvoudig mechanisme.
- de gewichten glijden geruisloos in hardverchromde en geslepen geleiders.
- de gewichten zijn uitgerust met speciale geleidingsbussen uit kunststof die fungeren als schokdempers.
- er zijn diverse optinele toebehoren verkrijgbaar.

SPECIEFIEKE KENMERKEN

- gewichten: 14 x 4 kg.
- overbrenging 1:3 en 1:6
- kabelmechanisme met 2 kabeluitlopen.
- kabellengteafsteller.
- vloerwielje voor tractie van onder uit.
- bewegingsbegrenzer.

Kan gemonteerd worden tegen een muur (harde constructie) of op een statief (optioneel art.325.925).