

Nohrd Wallbar sportraam 14 sporten - walnoot

gymna

Art: 566405 | Merk: [NOHRD](#)



Productinformatie

Het wandrek is de klassieker onder de revalidatie-apparatuur. Wij hebben dit concept opgepakt en geoptimaliseerd! De NOHRD Wallbar heeft een geïntegreerde, uitklapbare arm waarmee het aantal trainingsmogelijkheden aanzienlijk wordt uitgebreid. Uitgevoerd in Eiken-, of Walnoten hout, de Wallbar is een blikvanger en een indicatie van een actieve, bewuste leefstijl. Het nobele hardhout en het ranke silouette maken van de NOHRD Wallbar een hoogwaardig meubelstuk dat zich moeiteloos in uw woonomgeving laat integreren.