

Push care nekbrace 2 - H8

gymna

Art: 216102 | Merk: [PUSH](#)



Productinformatie

De Push care Nekbrace biedt goede steun aan de halswervelkolom door de anatomische vorm en het gebruik van vormvast schuim. De ondersteuning van hals en hoofd is functioneel tussen kaak en sleutelbeen, door middel van een schuim met voldoende stevigheid, zonder dat deze immobiliseert. De anatomische vorm, afgeronde randen en de zachte, vochttransporterende voering maken dat de brace zeer comfortabel gedragen kan worden. **Sympress™ Technologie** De brace is gemaakt van Sympress™, een hoog kwalitatief comfortabel materiaal. Het product voelt zacht aan en biedt de gebruiker een comfortabel en beschermd gevoel. De Push care Nekbrace is eenvoudig aan te leggen en kan zonder problemen gewassen worden. **INDICATIES**

- Nabehandeling van een whiplash
- Acute nekletsels
- Geringe cervicale artroset

- + Anatomisch voorgevormd.
- + Zacht, comfortabel en vormvast materiaal.
- + Vochttransporterend materiaal.
- + Machinewasbaar.

- Voor extra versteviging kies de Push med Nekbrace.