

# Ventilator voor Clarius handheld echografie toestel ***gymna***

Art: 568560 | Merk: **CLARIUS**



## Productinformatie

De **CLARIUS VENTILATOR** is een lichtgewicht apparaatje dat extern aan Clarius scanners wordt bevestigd

- om de **opwarming te verminderen**.
- de **scantijd te verlengen tot maximaal 45-60 minuten continu scannen** (afhankelijk van het model, de toepassing en de beeldmodus).

### **AUTOMATISCH AAN- EN UITSCHAKELEN**

Zodra de ventilatie-unit aan uw Clarius echografie-apparaat is bevestigd,

- schakelt de ventilator **automatisch aan** zodra de scanner een **bepaalde temperatuurdrempel bereikt**.
- de ventilator schakelt **automatisch uit** wanneer de temperatuur van de scanner weer **dicht bij kamertemperatuur is**.