

# Ergofit Vector Butterfly MED - wit

**gymna**

Art: 512111 | Merk: [ERGOFIT](#)



## Productinformatie

De Ergofit Vector Butterfly is een toestel voor de versterking van de borst- en schouderspieren. De voornaamste spiergroepen die worden aangesproken zijn: Mm. pectoralis major & minor, M. deltoideus.

### ALGEMENE KENMERKEN

- op beperkte oppervlakte opstelbaar
- eenvoudige bediening
- focus op ergonomie en toegankelijkheid
- met indirecte LED verlichting en modern design

### SPECIFIEKE KENMERKEN

- standaard versie:
  - inclusief ROM begrenzer
  - tussengewicht: in stappen van 2,5 en 5 kg
- CVT (= Connected Vitality Touchscreen) versie:
  - kleuren touchscreen
  - toont begin- en eindpositie van de oefening
  - real-time feedback tijdens uitvoering (gewicht, aantal herhalingen, tempo)
  - chipkaart lezer (RFID)
  - compatibel met Vitality system software

### KEUZEMOGELIJKHEDEN

- kleuren frame
  - zwart frame met witte afscherming van gewichtenstapel

- zwart frame met zwarte afscherming van gewichtenstapel
- kleuren bekleding
  - zwart – met zwarte, groene of rode stikking
  - charcoal (antraciet)
  - cactus (groen)
  - sky (blauw) – met blauwe of gele stikking
  - cherry (rood)
  - smoke (bruin)
- kleuren LED verlichting
  - rood
  - groen
  - blauw
  - wit