

Leukoplast elastic - rol - 4 cm x 5 m

gymna

Art: 9365101 | Merk: [BSN](#)



Productinformatie

Leukoplast elastic is een **flexibele wondpleister** voor kleine wonden, rijtwonden, schaafwonden of injecties

Omdat ze **zeer elastisch** zijn, zijn ze ideaal voor het verbinden van bijvoorbeeld vingers of wonden op gewrichten zoals ellebogen, knieën en polsen.

- zeer elastisch, uitstekende aanpassing aan de contouren en bewegingen van het lichaam.
- sterk hechtend, **blijft goed zitten**, zelfs op moeilijke plaatsen.
- zacht non-woven wondkussen, **blijft niet aan de wond plakken**.

Gewenste breedte selecteren, rol 5 m, op maat knippen met schaar.