

Ergofit Vector Back Pull MED - antraciet

gymna

Art: 512261 | Merk: [ERGOFIT](#)



Productinformatie

De Ergofit Vector Back Pull Reverse is een toestel voor de versterking van de bovenrug- en schouderpijlen. De voornaamste spiergroepen die worden aangesproken zijn: Mm. latissimus dorsi, M.trapezius, Mm. rhomboidei, M. deltoideus, M. biceps brachii, M. infraspinatus.

ALGEMENE KENMERKEN

- op beperkte oppervlakte opstelbaar
- eenvoudige bediening
- focus op ergonomie en toegankelijkheid
- met indirecte LED verlichting en modern design

SPECIFIEKE KENMERKEN

- standaard versie:
 - inclusief ROM begrenzer
 - tussengewicht: in stappen van 2,5 en 5 kg
- CVT (= Connected Vitality Touchscreen) versie:
 - kleuren touchscreen
 - toont begin- en eindpositie van de oefening
 - real-time feedback tijdens uitvoering (gewicht, aantal herhalingen, tempo)
 - chipkaart lezer (RFID)
 - compatibel met Vitality system software

KEUZEMOGELIJKHEDEN

- kleuren frame
 - zwart frame met witte afscherming van gewichtenstapel

- zwart frame met zwarte afscherming van gewichtenstapel
- kleuren bekleding
 - zwart – met zwarte, groene of rode stikking
 - charcoal (antraciet)
 - cactus (groen)
 - sky (blauw) – met blauwe of gele stikking
 - cherry (rood)
 - smoke (bruin)
- kleuren LED verlichting
 - rood
 - groen
 - blauw
 - wit

Specificaties

- afmetingen (L x B x H): 120 x 145 x 155 cm
- gewichtenstapel: 2,5 kg - 112,5 kg, per 2,5 kg instelbaar
- startgewicht: 2,5 kg
- totaal gewicht toestel: 305 kg
- max. gebruikersgewicht: 200 kg
- medisch product klasse I volgens MDR 2017/745