

MoVeS Kinesiologie tape - 5 cm x 5 m - roze

gymna

Art: AD168750 | Merk: [MOVES](#)



Productinformatie

MoVeS Kinesiology Tape is gemaakt van hoogwaardige katoenvezels en wordt gebruikt voor gewrichts- en spierondersteuning. Deze huidvriendelijke kinesiologietape is hypoallergeen, latexvrij, ademend en waterafstotend.

De klevende zijde van de Kinesiologie Tape is gemaakt van acryl dat voorkomt dat zweet en vocht de tape binnendringen.

Deze tape kan in de lengte tot 170% worden uitgerekt.

Specificaties

- lengte: 5 m
- breedte: 5 cm