

Hydrocollator E-2, incl. packs

gymna

Art: 560231



Productinformatie

Roestvrijstaal verwarmingsapparaat voor warmtecompressen, tafelmodel. Voor continu gebruik.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- voorzien van een uitneembaar rekje - zodat de compressen rechtop blijven tijdens het opwarmen - en een afvoerleiding met kraan.
- temperatuur 70 ° C (+/- 10 %).
- oververhittingsbeveiliging.
- vermogen 1.000 W.
- volledige glasvezelisolatie ter voorkoming van warmteverlies
- geleverd met volgende Hotpacs:
 - 2 x groot (38 x 60cm).
 - 3 x standaard (25 x 30cm).
 - 1 x cervicaal (60 cm lang).