

harnassen, Q-straps, basis 86 cm, Volwassenen

Art: 506950 | Merk: [LITEGAIT](#)



Productinformatie

LiteGait is een serie toestellen voor gangrevalidatie die gebruik maken van het 'Partial Weight Bearing' (PWB) principe. Het type LG900 is een model voor volwassenen tot 225 kg. De liftkolom is voldoende hoog om zelfs uw grootste patiënten te ondersteunen bij hun (gang-)revalidatie. Uw patiënt bevindt zich in een uitermate veilige situatie en wordt op een correcte manier ondersteund. Dankzij het unieke ontwerp van de LiteGait - met vaste fixatiepunten boven elke schouder en 4 regelbare gordels - is de houding van de patiënt perfect te controleren en bij te sturen. De LiteGait is zowel te gebruiken voor gangrevalidatie op de vloer, als in combinatie met een loopband. De coördinatie en de balans van de patiënt verbeteren zienderogen. De LiteGait zorgt voor meer én betere therapie voor uw patiënt, terwijl de therapeut sterk ontlast wordt. Hij is als het ware de collega-therapeut die vaak noodzakelijk, maar zelden beschikbaar is. LiteGait laat de therapeut toe om:

- de patiënt in een biomechanisch correcte positie te brengen, die gangrevalidatie mogelijk maakt.
- een deel van het lichaamsgewicht van de patiënt te dragen zodat deze reeds vroeg met gangrevalidatie kan starten.
- vanop een afstand te observeren en te analyseren.
- de patiënt te assisteren, faciliteren waar het echt noodzakelijk is.
- op een veilige manier op de limiet van de patiënt te oefenen zodat er een optimale progressie gemaakt kan worden.
- op een veilige manier gooi-, vang-, trapoefeningen, enz. te doen.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- 1 vast fixatiepunt boven elke schouder (geen trapeze of klee-hanger-systeem met 1 touw).
- patiëntenhouding wordt met 4 regelbare gordels gecontroleerd en bijgestuurd: controle van de houding anterieur/posterieur, lateraal en rotatie.
- vork kan flexibel ingesteld worden:

- laat verticale verplaatsing van het lichaams-zwaartepunt toe.
- stimuleert een natuurlijk looppatroon.
- patiënt kan eigen capaciteiten ontdekken en verbeteren zonder risico op vallen.
- Geïntegreerd draaimechanisme:
 - Laat toe om de patiënt, in alle veiligheid, rond zijn as te laten draaien.
 - Kan in elke hoek geblokkeerd worden of vrijgelaten.
 - Oefenen op ter plaatse ronddraaien
 - Extra vrijheidsgraad die de patiënt zelf dient te controleren.
 - Patiënt oriënteren naar de 'vrije' ruimte. .
- liftstelsel:
 - zeer nauwkeurige regeling in de hoogte, dus ook in de mate van gewichtsontlasting.
- Biofeedback BiSym-tablet:
 - Geeft weer hoeveel gewicht er door de LiteGait gedragen wordt.
 - Feedback voor patiënt en therapeut.
 - Verschillende feedbackmogelijkheden.
 - Instellen van doelen of limieten.
- handvaten regelbaar in hoogte en in hoek.
- stabiele, verrolbare, basis:
 - gemakkelijk te gebruiken over een loopband en op de vloer.
 - wielen met uni-directionele blokkering, zodat patiënt niet hoeft te sturen.
- mogelijkheid om andere toestellen in combinatie te gebruiken vb.: trampoline, evenwichtsbord, oefenbal, oefentol, ...

Om aan de specifieke behoeften van zo veel mogelijk patiënten te voldoen is de LiteGait serie en haar gamma van toebehoren uitgebreid.

- LiteGait toestellen zijn er van pediatrische modellen, junior modellen tot modellen voor erg grote en zware patiënten.

Onze productspecialisten adviseren u met plezier. Samen met u kijken zij welke uitvoering van de LiteGait serie én welke toebehoren het meest geschikt zijn voor de toepassingen die u vraagt.