

Gymna W-Move Onyx Shoulder Press / Lat Pull

Art: 350383 | Merk: GYMNA

gymna

€ 4.990,00

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

SHOULDER PRESS / LAT PULL: voor de versterking van schouders & bovenarmen.

Spiergroepen:

- Deltoideus
- Triceps brachii
- Biceps brachii
- Latissimus dorsi

ALGEMENE KENMERKEN

- Gymna W-Move is een compleet trainingsconcept dat bestaat uit 9 toestellen ter verbetering van de spierkracht, algemene conditie en ter ondersteuning van de figuurtraining.
- de toestellen kunnen apart gekocht worden, maar zijn ook perfect inzetbaar voor circuittraining.
- compact:
 - zelfs in kleinere praktijken kan je reeds op 20 m² een volledig circuit plaatsen

- dubbele beweging: elk toestel geeft weerstand in beide bewegingsrichtingen - je traint zowel agonist als antagonist
- eenvoudig in gebruik:
 - hydraulische cylinders zorgen voor een zachte overgang tijdens de weerstandstraining
 - instelbaar op 6 weerstandsniveaus met de makkelijk te bereiken draaiknop
 - geen verdere instellingen nodig - ergonomisch design past voor iedereen
 - ideaal voor patiënten en oudere personen
- + compact en multifunctioneel.
- + intuïtief en eenvoudig in gebruik.
- + veilig.
- niet geschikt voor zware krachttraining.
- weerstand niet in kg weer te geven.

Specificaties

- Afmetingen (l x b x h): 75 x 61 x 127,5 cm
- Gewicht: 30 kg
- Frame: zwart
- Kussens: premium bekleding, kleur caramel latte