

Toorx Agility Dots - set van 10 stuks

gymna

Art: 581636 | Merk: TOORX



Productinformatie

Verbeter uw trainingsroutine met de genummerde **Agility Dots van Toorx!** Of u nu een kinesitherapeut, sporter of trainer bent, deze agility dots zijn ontworpen om uw wendbaarheid en snelheid te verbeteren. Geen zorgen meer over uitglijden dankzij het antislipontwerp, en met de meegeleverde opbergtas zijn ze gemakkelijk mee te nemen.

Specificaties:

- Set van 10 agility dots
- Diameter: 20 cm per dot
- Materiaal: Slijtvast rubber
- Kleur: Zwart met witte cijfers
- Antislip ontwerp
- Genummerd van 1 tot 10
- Inclusief draagtas

Deze set agility dots van Toorx is perfect voor een breed scala aan trainingsdoeleinden. De genummerde dots maken het eenvoudig om gestructureerde en gevarieerde oefeningen te ontwerpen, ideaal voor zowel individuele trainingen als groepstrainingen. Het antislipontwerp zorgt voor extra veiligheid tijdens intensieve drills, terwijl het duurzame rubber bestand is tegen slijtage en langdurig gebruik.