

TORK handdoek compressed premium H2 - gevouwen 2 lagen - karton (12 x 225 vel.)

gymna

Art: 9613283 | Merk: [TORK](#)



Productinformatie

Bespaar tijd met het bijvullen van dispensers met handdoeken die **50% gecomprimeerd** zijn en verdubbel uw dispensercapaciteit!

De **TORK H2 papieren handdoekjes** zijn van een uitstekende premium kwaliteit. De 2 lagen papier drogen de handen uitstekend en zijn comfortabel.

Papieren **wegwerp** handdoeken mogen zich de **meest hygiënische oplossing** voor het drogen van de handen noemen.

- passen in de TORK dispenser H2 voor multifold handdoekjes.
- **dosering vel per vel:**
 - hygiënisch.
 - **verbruik- en kostenbesparend.**
 - voor sanitaire ruimtes met een middelgroot aantal bezoekers.
 - materiaal: quick dry, het **meest absorberende papier** waardoor ook weer minder wordt verbruikt.
 - kleur: wit met blad in reliëf.
 - afmetingen (l x b): uitgevouwen 24 x 21,2 cm.
 - 225 vellen per pakje.
 - EU Ecolabel, FSC certificering.