

# Toorx Interval Tabata Timer - met afstandsbediening

**gymna**

Art: 581627 | Merk: [TOORX](#)



## Productinformatie

Deze **professionele fitness timer van Toorx** is een onmisbare tool voor elke kinesitherapeut of trainer die werkt met intervaltrainingen, Tabata of functionele oefeningen. Dankzij de gebruiksvriendelijke afstandsbediening en het heldere LED-scherm met 6 cijfers houdt u eenvoudig het overzicht tijdens elke trainingssessie.

De timer is uitgerust met 13 voorgeprogrammeerde functies én biedt de mogelijkheid om uw eigen programma's samen te stellen. Ideaal voor gebruik in de praktijkruimte, revalidatieomgeving of tijdens groepstrainingen.

### Voordelen:

- Duidelijk LED-scherm voor optimaal zicht tijdens training
- Inclusief afstandsbediening en stevige aluminium opbergcase
- Zowel voorgeprogrammeerde als volledig instelbare programma's
- Betrouwbaar hulpmiddel bij revalidatie- of conditietraining

### Belangrijkste kenmerken:

- Afmetingen: 64 x 16 x 5 cm
- Werkt op netstroom
- 13 vooraf ingestelde programma's waaronder:

- FIGHT: 5 min werk / 1 min rust
- TABATA: 8 x 20 sec werk / 10 sec rust
- Stopwatch
- Countdown timer
- Tijd (24u)
- 2 instelbare count-up programma's

- 10 seconden aftelperiode bij start van elk programma
- Inclusief afstandsbediening en aluminium draagkoffer

Geschikt voor elke professionele praktijk waar intervaltraining een vaste waarde is.