

Toorx Professional Leg curl/Leg extension - dual function

gymna

Art: 581422 | Merk: TOORX



Productinformatie

De **Toorx Professional Leg Curl / Leg Extension** biedt twee oefenvarianten in één professioneel toestel: isolatie van zowel hamstrings (leg curl) als quadriceps (leg extension). Deze dual function machine is ideaal voor commerciële omgevingen zoals fitness, kinestherapiepraktijken en PT-studio's. Dankzij de compacte voetafdruk en multifunctionaliteit is dit toestel bijzonder geschikt voor ruimtes met een beperkte oppervlakte.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- **Dubbele functie:** zowel leg extension als leg curl in één toestel
- **Verstelopties:** dijbeenfixatie/handgrepen 5 standen, rugleuning in 8 standen, beenrollen en hefboom in 7 standen
- **Compact ontwerp:** ruimtebesparend en ideaal voor kleinere ruimtes
- **Robuuste constructie:** frame van ovaal stalen buizen (50 × 100 mm, 3 mm dik) met dubbele poedercoating
- **Gewichtsstapel:** 90 kg stalen gewichten met pin-selector en beschermkooi - startgewicht 5 kg.
- **Pulleysysteem:** premium lagers met nylon-gecoate stalen kabels (Ø 5 mm), belastbaar tot 1500 kg
- **Comfortabele bekleding:** high-density foam met PU-bekleding, anatomisch gevormd
- **Veiligheidsnormen:** voldoet aan EN20957-1 / EN957-2 klasse S

Montage: niveau 1

- + dual function: 2 toestellen in 1
- + laag startgewicht van 5 kg
- gewichtenstapel: max. 90 kg

Specificaties

- Afmetingen (L x B x H): 149,9 x 132,6 x 202,4 cm
- Gewicht: 252 kg
- Max. gebruikersgewicht: 120 kg
- Gewichtenstapel: 90 kg, startgewicht 5 kg