

# gymna.GO D1, i-control, wiel, gezichtsopening - Navy

**gymna**

Art: 168110NA | Merk: GYMNA

€ 3.428,80

Stukprijs incl. BTW.



## Productinformatie

**gymna.GO: Basically perfect!**

Kiezen voor een gymna.GO tafel model D1 is kiezen voor een **2-delige basistafel voor uw behandelingen of onderzoeken**. Een basistafel ja, maar **wél een Gymna-tafel!** Gemaakt met de behoeften van de kinesitherapeut voor ogen. Maar **multifunctioneel** voor gebruik als onderzoekstafel, gipstafel, massagetafel, relaxatietafel, ...

**U KIEST DE OPTIES EN DE KLEUR - configureer uw eigen tafel (hiernaast).**

- met of zonder extensie rugdeel (model D1e).
- met of zonder standaard **peervormige gezichtsopening**.
- met of zonder **het hygiënische ERGOMAX gezichtskussen**.
- keuze uit **15 kleuren**.
- hoog/laag verstelling **elektrisch of hydraulisch**.
- onderstel met of zonder **wielen**.

### AANTAL LIGVAKKEN GYMNA.GO MODEL D1

- met model D1 kiest u voor **2 ligvlakken: 1 lang verstelbaar rugdeel en een vast beendeel**.
- het **LANGE RUGDEEL** is **verstelbaar tot bijna verticaal** d.m.v. een hoogkwalitatieve gasveer.
- daardoor krijgt u **een efficiënte ondersteuning van hoofd en schouders van uw patiënt** bij behandelingen of onderzoeken in zit.

- gasveer: **duwt het kussen actief naar boven** en verlicht daardoor uw werk; geruisloos, betrouwbaar en afgeremd, dus nooit plotse onaangename verstellingen.
- intuïtief geplaatste hendels met zachte handgrepen, **altijd binnen handbereik** en daar waar u ze ook verwacht.

#### OPTIE EXTENSIE RUGDEEL - model D1e

- het onderstel wordt zo aangepast dat het LANGE RUGDEEL ook **negatief kan inclineren** (pli) tot -15°.

#### GYMNA-GO KUSSENS - soepel en comfortabel.

- de relatief zachte polstering van de 'lineaire' kussens zorgt voor **een aangenaam lig- en zitgevoel** bij uw patiënt.
- de polstering - speciaal voor intensief gebruik - is 40 mm dik, de dichtheid is 40 kg/m<sup>3</sup>.

#### TYPE 'CLASSIQUE' BEKLEDING KUSSENS - kunstleder van hoge kwaliteit.

- het **PVC kunstleder** van het type 'classique' is ftalaatvrij, slijtvast, biocompatibel en brandvertragend.
- reiniging en desinfectie is mogelijk met door Gymna geadviseerde producten.
- keuze uit maar liefst **15 kleuren**, van klassiek en tijdloos tot levendig en vrolijk.

#### OPTIE STANDAARD PEERVORMIGE GEZICHTSOPENING

- **uitstekende ontspanning van uw patiënt bij buikligging.**
- gelijkmatige verdeling van de druk op het gezicht.
- ogen en mond van uw patiënt blijven vrij.
- met afdekkussentje.

#### OPTIE GEZICHTSOPENING MET ERGOMAX - patiënten-comfort en hygiëne gaan hand in hand.

- hartvormige gezichtsopening met Ergomax kussen, **veel ruimte voor ogen en mond** van uw patiënt.
- het Ergomax gezichtskussen is zacht, naadloos, waterbestendig, **wasbaar en desinfecteerbaar** met courante desinfectiemiddelen, ook alcohol.
- Ergomax is verwijderbaar en langs 2 kanten te gebruiken, in functie van de gelaatsvorm van uw patiënt.
- met afdekkussentje.

#### GYMNA.GO ONDERSTEL

- solide, robuust en zeer betrouwbaar **stalen frame** met afgeronde vormen.
- robotgelast en afgewerkt met een **half matte witte poedercoating**, sterk en duurzaam.
- onderkant poten voorzien van **antislipdoppen**, geen ongewenst verschuiven van uw tafel.
- afstand vloer / onderstel: ca. 15 cm, **voldoende ruimte dus om probleemloos te werken met een patiëntenlift** (UITGEZONDERD bij bediening met i-Control).

#### OPTIE I-CONTROL HOOG/LAAG BEDIENING - intelligente elektrische hoog/laag instelling.

- waar u ook staat rond uw behandeltafel / onderzoekstafel, **met I-Control volstaat één voetbeweging om de hoogte van uw GO tafel in te stellen.**
- i-Control laat u toe om de voor u **optimale behandelhoogte nauwkeurig te bepalen** dankzij twee verstelmodi.
- **een continue modus** voor het ruim op en neer bewegen.
- **en een start-stop modus** voor kleine, pulserende aanpassingen van 1 à 2 cm (vooral nuttig bij kinesithérapie).

- hoogteverstelling: ca 50-100 cm, makkelijk voor uw patiënt, **ergonomisch voor uw rug**.
- maximaal hefvermogen: 200 kg.
- elektromotor: 6000 N.

#### **OPTIE VOETSCHAKELAAR HOOG/LAAG BEDIENING**

- hoog/laag verstelling met een elektrische voetschakelaar.

#### **OPTIE HYDRAULISCHE VOETPOMP HOOG/LAAG BEDIENING**

- hoog/laag verstelling **onafhankelijk van het stroomnet** door het herhaaldelijk duwen op de pedaal.
- hoogteverstelling: ca 52-99 cm.
- hydraulische pomp: 10.000 N.

#### **OPTIE WIELEN**

- **4 zwenkwielen** voor het makkelijk verplaatsen van uw tafel, bv. bij het schoonmaken.
- 2 aparte wielhefsystemen, 1 aan het hoofdeinde en 1 aan het voeteneinde van het onderstel.