

Steriel kompres niet-inklevend Melolin - 5 x 5 cm

gymna

(100 st)

Art: 9143249 | Merk: [SMITH&NEPHEW](#)



Productinformatie

MELOLIN is een sterk absorberend, niet-inklevend kompres voor alle weinig tot matig exsuderende wonden zoals schone en gehechte wonden, snij- en schaafwonden, kleine brandwonden, ...

Blinkende zijde van het verband op de wonde aanbrengen.

MELOLIN BESTAAT UIT 3 LAGEN

- **niet verklevende micro-geperforeerde wondcontactlaag**
 - zorgt voor een snelle afvoer van wondvocht, waardoor het kompres minder vaak vervangen hoeft te worden.
 - beschermt het granulatieweefsel.
 - minimaliseert de pijn bij het verwijderen.
- absorberende laag katoen/polyester
 - absorbeert wondvocht en bloed.
 - beschermt tegen stoten.
- **hydrofobe laag polyester**
 - beschermt tegen het doorlaten van vocht en voorkomt zo vlekken in kleding.

ANDERE EIGENSCHAPPEN

- eenvoudig op maat te knippen, behoudt zijn vorm.
- veilig in gebruik.