

Thera-Band High Resistance Band - superloop - 104 **gymna**

cm - licht - oranje

Art: 579610 | Merk: [THERA-BAND](#)



Productinformatie

De **Thera-Band High Resistance Band - superloops** zijn weerstandsbanden met elk hun eigen kleurgecodeerde progressieve weerstandsniveau: oranje (7kg) – groen (11kg) – blauw (16 kg) en paars (23kg).

- ze zijn ontworpen om de kracht te vergroten, conditie te verhogen en zo **revalidatie- en sportprestaties te verbeteren**.
- perfecte tool om spanning toe te voegen aan gewone oefeningen of om pull-ups en dips te ondersteunen.
- elke band bevat een **visuele ovale weerstandsindicator** die helpt de techniek van de patiënt te verbeteren en de progressie te volgen.
- wanneer de band wordt uitgetrokken tot tweemaal de lengte in rusttoestand (=100% rek), dan is de indicator een cirkel.

Specificaties

Elke lus is 104 cm lang, 0,4 cm dik met elk hun eigen breedte:

- licht: oranje - 7 kg - 1,3 cm breed

- medium: groen - 11 kg - 2,3 cm breed
- sterk: blauw - 16 kg - 3,3 cm breed
- extra sterk: paars - 23 kg - 4,5 cm breed