

Tonkey Fitcore - aquaball met harnas - 42 cm

gymna

Art: 585773 | Merk: **TONKEY**



Productinformatie

De **Tonkey Fitcore aquaball** is een opblaasbare bal die u kunt vullen met water en die de mogelijkheid geeft om het gewicht te moduleren door de hoeveelheid water erin te variëren. Het op maat gemaakt harnas met handvaten rond de bal garandeert een maximale veelzijdigheid in combinatie met de gewenste instabiliteit.

De onstabiele watermassa zorgt ervoor dat elke herhaling uniek wordt en draagt bij aan het verbeteren van de (core) stabiliteit. Het stimuleert niet alleen de grotere spiergroepen, maar ook de kleinere, waardoor het de perfecte aanvulling is op elke training.

Specificaties

- Inhoud doos: [gymnastiekbal 42 cm grijs](#) + afneembaar harnas met 2 handvaten + 2 pluggen + 1 ventiel + 1 pomp + handleiding met oefenvoorbeelden
- MDR klasse 1
- Gemaakt in Italië