

Toorx Professional Lat machine/pulley - dual

gymna

function

Art: 581418 | Merk: [TOORX](#)



Productinformatie

De **Toorx Professional Lat machine / Pulley** biedt twee oefenvarianten in één professioneel toestel: verticale en horizontale pull bewegen voor mm. Latissimus dorsi, mm. Biceps brachii, mm. Rhomboideï, mm. Trapezius en Deltoideus. Deze dual function machine is ideaal voor commerciële omgevingen zoals fitness, kinestherapiepraktijken en PT-studio's. Dankzij de compacte voetafdruk en multifunctionaliteit is dit toestel bijzonder geschikt voor ruimtes met een beperkte oppervlakte.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- **dubbele functie:** zowel lat pull down als horizontal row in één toestel.
- **verstelopties:** rolkussens voor dijfixatie instelbaar op 5 niveaus.
- **compact ontwerp:** ruimtebesparend en ideaal voor kleinere ruimtes.
- **robuuste constructie:** frame van ovalen (50 × 100 mm) en ronde (60 mm) stalen buizen, 3 mm dik.
- **dubbele heavy duty poedercoating** voor krasbestendigheid.
- **gewichtenstapel:** 100 kg stalen gewichten met pin-selector en beschermkooi - startgewicht 5 kg.
- **pulleysysteem:** premium lagers met nylon-gecoate stalen kabels (Ø 5 mm), belastbaar tot 1500 kg.
- **comfortabele bekleding:** stoel en kussens in high-density foam met PU-bekleding.
- **veiligheidsnormen:** voldoet aan EN20957-1 / EN957-2 klasse S.

Montage: niveau 1

Specificaties

- Afmetingen (L x B x H): 198,5 x 147,5 x 224,7 cm
- Gewicht 247 kg
- Max. gebruikersgewicht: 120 kg
- Gewichtenstapel: 100 kg, startgewicht 5 kg, per 5 kg