

Pulson 200 - zwart

Art: 320350 | Merk: GYMNA

gymna

€ 2.212,08 € 2.765,08

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

De Pulson 200 is een basisapparaat voor multifrequente ultrageluidtherapie. De Pulson 200 is uitgerust met een zeer intuïtief touchscreen met duidelijke symbolen die gekoppeld zijn aan eenvoudige opdrachten voor elk te ondernemen actie. Een handleiding is overbodig. Het combineren van gebruiksgemak met de meest geavanceerde wetenschappelijke inzichten is ook bij dit apparaat primordiaal. De patiëntentevredenheid blijft echter het uiteindelijke doel. **ALGEMENE KENMERKEN**

- touchscreen met instant weergave van de behandeling.
- beschikbaar in het wit of het zwart.
- NIEUWE ultrageluidkop:
 - state-of-the-art UG-behandelkop.
 - zeer precies, volledige absorptie van de UG-golven, geen warmteverlies.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- multifrequente behandelkop, 4 cm².
- 1 en 3 MHz, continu 0-2 W/cm², pulserend 0-3 W/cm².
- visuele en akoestische contactcontrole verzekeren een constante output.
- behandelkop 1 cm² beschikbaar als optie (art. 320.111).

Zeer geschikt voor huisbezoeken dankzij een speciaal ontwikkelde draagtas (optie art. 302.955).