

# Ergofit Vector Abdominal Flexion MED - wit

**gymna**

Art: 512151 | Merk: [ERGOFIT](#)



## Productinformatie

De Ergofit Vector Abdominal Flexion is een toestel voor de versterking van de buikspieren. De voornaamste spiergroepen die worden aangesproken zijn: M. rectus abdominis, M. obliquus internus abdominis en M. obliquus externus abdominis.

### ALGEMENE KENMERKEN

- op beperkte oppervlakte opstelbaar
- eenvoudige bediening
- focus op ergonomie en toegankelijkheid
- met indirecte LED verlichting en modern design

### SPECIFIEKE KENMERKEN

- standaard versie:
  - inclusief ROM begrenzer
  - tussengewicht: in stappen van 2,5 en 5 kg
- CVT (= Connected Vitality Touchscreen) versie:
  - kleuren touchscreen
  - toont begin- en eindpositie van de oefening
  - real-time feedback tijdens uitvoering (gewicht, aantal herhalingen, tempo)
  - chipkaart lezer (RFID)
  - compatibel met Vitality system software

### KEUZEMOGELIJKHEDEN

- kleuren frame
  - zwart frame met witte afscherming van gewichtenstapel
  - zwart frame met zwarte afscherming van gewichtenstapel

- kleuren bekleding
  - zwart – met zwarte, groene of rode stikking
  - charcoal (antraciet)
  - cactus (groen)
  - sky (blauw) – met blauwe of gele stikking
  - cherry (rood)
  - smoke (bruin)
- kleuren LED verlichting
  - rood
  - groen
  - blauw
  - wit

## Specificaties

- afmetingen (L x B x H): 130 x 105 x 155 cm
- gewichtenstapel: 7,5 kg - 95 kg, per 2,5 kg instelbaar
- startgewicht: 7,5 kg
- totaal gewicht toestel: 281 kg
- max. gebruikersgewicht: 200 kg
- medisch product klasse I volgens MDR 2017/745