

Transducer transvaginaal G4-9E - Vinno

gymna

Art: 568270 | Merk: [VINNO](#)



Productinformatie

Transducer voor Vinno echografen - G4-9E broadband micro convexe endocavity array

- Gezichtsveld: 136 graden.
- Convexe straal: 12mm.
- Toepassing: Ob/Gyn, urologie.
- Frequentiebereik: 3,2 - 12,5 MHz.
- Gepulseerde golf (wave) Doppler, kleuren Doppler, power Doppler, harmonisch.
- Instelling voor meerdere beeldfrequenties in 2D, harmonische, kleuren Doppler en golf (wave) Doppler.
- Herbruikbare biopsiegeleider beschikbaar.