

PraxFit virtuele fietssoftware + 27" touch monitor + ***gymna***

console

Art: 577510



Productinformatie

Praxfit is een wireless softwarepakket voor een virtuele realistische indoor fietsbeleving. Tijdens het fietsen wordt een film geprojecteerd van natuur of stad waar men virtueel doorheen fietst. Dit motiveert elke gebruiker om frequenter en langer te trainen. Inclusief omgevingsgeluid.

geschikt voor alle willekeurige toestellen met een roterend trapmechanisme (fiets, crosstrainer, recumbent, ...).

- een sensor rond de trapas registreert de beweging en zet de film in gang.
- mogelijkheid 1 : de film reageert op de snelheid van het omwentelen:
 - trager fietsen doet de film trager vooruit gaan en vice versa.
 - dit zorgt voor het 'echte' gevoel van snelheid bij de gebruiker.
- mogelijkheid 2 : de film draait tegen een vaste ingestelde tijd :
 - de trapfrequentie heeft geen invloed.

Deze configuratie bestaat uit:

- Praxfit software met 50 routefilms
- mini PC
- Garmin cadans sensor en ANT+ ontvanger
- verrijdbare console
- 27" touch screen monitor