

Toorx Professional Multiposition bench - verstelbare trainingsbank

gymna

Art: 576572 | Merk: [TOORX](#)



Productinformatie

De **Toorx Professional Multiposition bench** is een verstelbare trainingsbank om in verschillende posities krachtoefeningen uit te voeren, ofwel met losse halters of barbells, ofwel in combinatie met een Smith machine, multipress, half rack, ...

SPECIFIEKE KENMERKEN

- **verstelopties:**
 - rugkussen: van 0° tot 90° in 10 standen.
 - zitkussen: van 0° tot +/- 45° in 3 standen.
- **verrolbaar:** dankzij de twee transportwielen en handvat makkelijk verplaatsbaar in de ruimte.
- **robuuste constructie:** frame van ovale (100x50 mm) stalen buizen, 3 mm dik.
- **veilig:** max. belastbaar gewicht (gebruiker + gewichten): 400 kg
- **comfortabele bekleding:** 65 mm dikke kussens met hoogwaardige PU-bekleding.
- **afwerking:** dubbele heavy poedercoating voor krasbestendigheid.

Specificaties

- Afmetingen (L x B x H): 135 x 83 x 42 cm
- Gewicht: 51 kg
- Max. belasting: 400 kg