

# Lactate Plus - test strips - 25 stuks

**gymna**

Art: 576173



## Productinformatie

### Teststrips voor de Lactate Plus – Onmisbaar voor Betrouwbare Metingen

De teststrips voor de Lactate Plus vormen een onmiskenbaar onderdeel van het meten van lactaatwaarden. Elke verpakking bevat **25 teststrips** en is ontworpen voor gebruik in combinatie met de Lactate Plus Lactaatmeter.

#### Belangrijke kenmerken:

- **Geen kalibratie nodig:** het openen van een nieuwe doos teststrips vereist geen kalibratie, wat het gebruik eenvoudig en snel maakt, zonder extra handelingen.
- Lange houdbaarheid: de teststrips zijn **24 maanden houdbaar** vanaf de fabricagedatum, waardoor u ze lange tijd kunt gebruiken zonder zorgen over verval of kwaliteitsverlies.
- Eenvoudige opslag: de strips kunnen bij kamertemperatuur **tussen 15-30°C** worden bewaard, zonder dat koeling nodig is, wat de opslag bijzonder handig maakt.
- Betrouwbare metingen: deze teststrips zijn speciaal ontworpen voor gebruik met de Lactate Plus Lactaatmeter, zodat u altijd kunt rekenen op **consistente en nauwkeurige resultaten**.