

# Lactate Plus - veiligheidslancetten - 100 stuks

**gymna**

Art: 576179



## Productinformatie

### Veiligheidslancetten voor lactaatmeting

Voor een hygiënische en betrouwbare capillaire bloedafname bij lactaatmetingen zijn veilige en gebruiksvriendelijke lancetten essentieel. De Unistik 3 Normal safety lancetten zijn ontworpen voor eenmalig gebruik en zorgen voor een snelle en gecontroleerde prik bij het afnemen van een kleine bloedstaal. Ze zijn geschikt voor bloedafname **via de vinger of de oorlel**, zoals vaak toegepast bij lactaatmetingen tijdens inspanningstesten.

Met een **naalddikte van 23G** en een **penetratiediepte van 1,8 mm** zorgen deze lancetten voor een consistente bloedafname en een voldoende grote bloeddrup voor lactaatanalyse.

Na activatie trekt de naald automatisch terug in de behuizing, wat het risico op prikaccidenten vermindert en een veilige werkwijze ondersteunt.

De lancetten worden geleverd in een doos met **100 stuks**.