

gymna.GO Traction, i-control, wiel, gezichtsopening ***gymna***

- Graphite

Art: 168130GRA | Merk: [GYMNA](#)



Productinformatie

ONDERSTEL: type gymna.GO Traction

De kwaliteit van het gymna.GO onderstel is zeer betrouwbaar, solide en robuust.

- speciaal aangepast voor een **verschuifbaar of glijdend ligvlak** waardoor wrijving tussen patiënt en tafeloppervlak voorkomen wordt bij cervicale of lumbale tracties met een tractie-apparaat.
- onderkant poten voorzien van antislipdoppen.
 - geen ongewenst verschuiven van uw tafel.
- afstand vloer / onderstel: ca. 15 cm, voldoende ruimte dus om probleemloos te werken met een patiëntenlift. (uitgezonderd bij bediening met kringschakelaar).
- maximaal hefvermogen: 200 kg.
- hoogteverstelling: ca. 50 - 100 cm.

TYPE KUSSENS: lineair - zachte densiteit

Stevige kussens met een **zachte** polstering van 40 mm.

- het totale **ligvlak is rechthoekig**.
- uw **patiënt voelt zich veilig**, ligt comfortabel en kan zich optimaal ontspannen.
- **gepolsterde randen** voorkomen pijnlijke drukplekken op de ledematen.
- de kussens zijn overtrokken met een hoogwaardig PVC kunstleder 'soft touch':
 - voelt prettig aan en plakt niet.
 - sterk, soepel, kleurvast.
 - vlamvertragend, bloed- en urinebestendig, eenvoudig te reinigen en desinfecteerbaar

AANTAL LIGVLAKKEN: 2 - Lang rugdeel en vast beendeel.

LANG RUGDEEL: verstelbaar tot bijna verticaal d.m.v. 1 gasveer.

- efficiënte ondersteuning van hoofd en schouders van uw patiënt bij behandelingen in zit.

- gasveer:
 - geruisloos, betrouwbaar en afgeremd, dus nooit plotse onaangename verstellingen.
 - **duwt het kussen actief naar boven** en verlicht daardoor uw werk.
 - intuïtief geplaatste hendels met zachte handgrepen, altijd binnen handbereik en daar waar u ze ook verwacht.

BEDIENING: kringschakelaar

- gebruiksgemak: elektrische hoog/laag verstelling van overal rondom uw tafel.
- elektromotor: 6.000 N.

OPTIE: GEZICHTSOPENING

- unieke gezichtsopening met gelijkmatige verdeling van de druk.
- ogen en mond van uw patiënt blijven vrij.

- met afdekkussentje voor de gezichtsopening.

OPTIE: WIELMECHANISME

- 4 zwenkwielen voor het makkelijk verplaatsen van uw tafel, bvb. bij het poetsen.
- 2 aparte wielhefsystemen, 1 aan het hoofdeinde en 1 aan het voeteneinde van het onderstel.

Specificaties

- Afmetingen (L x B): 205 x 67 cm
- Gewicht: 86 kg
- Hoogteverstelling: 50 - 100 cm (elektrisch), 52 - 99 cm (hydraulisch)
- Hefvermogen: max. 200 kg