

# MoVeS super loop - oranje - medium - 104 cm

***gymna***

Art: 529125 | Merk: [MOVES](#)



## Productinformatie

De weerstand van de MoVeS super loops varieert tussen 7,5 en 40 kg. De 'lussen' - uit natuurlatex - zijn **extra solide** en **buitengewoon elastisch**.

- toepassing: stretching, versterken van diverse spiergroepen zowel voor revalidatie als voor sport (fitness).
- in lusvorm, geen knopen meer losmaken en daardoor duurzamer.
- verkrijgbaar in 5 verschillende weerstanden.
- de lengte is 104 cm (omtrek 208 cm) voor elke weerstand. **Kleurencode weerstand bij maximale uitrekking**
- perzik (licht): 7,5 kg.
- oranje (medium): 15 kg.
- limoen (sterk): 22,5 kg.
- azuur (zeer sterk): 30 kg.
- paars (extra sterk): 40 kg