

Dauerbinde F windel - 6 cm x 7 m

gymna

Art: 9256260 | Merk: [LOHMANN & RAUSCHER](#)



Productinformatie

DAUERBINDE F, REKVERBAND MET DUURZAME KWALITEIT Dankzij de unieke samenstelling - bestaande uit 63% katoen, 28% polyamide en 9% elastaan, met als gevolg de variabele compressie en de enorme rekbaarheid (tot 155%) – leent Dauerbinde F zich uitstekend als ondersteunend en drukverlagend verband voor ligamenten en gewrichten. Deze lange rekverbanden hebben een hoge rustdruk, en moeten dus niet verwijderd worden wanneer de patiënt rust of slaapt. Door hun eenvoudig gebruik kunnen zelfs mensen met weinig ervaring deze makkelijk toepassen. Vanwege hun zachte weefsel sluit het stof zich goed aan op het lichaam. Dit verband is wasbaar en makkelijk schoon te maken. **TOEPASSINGEN:**

- voor compressietherapie (lymfologie en flebologie)
- voor ondersteuning en verlichten van het musculair systeem
- beschermen van ledematen
- voorkomen van bloeduitstortingen

VOORDELEN:

- Eenvoudig aan te brengen - zelfs voor degenen met weinig ervaring
- zachte stof die zich makkelijk aanpast aan het lichaam
- hoge trekkracht
- hele zachte, soepele, goede vervorming
- tot 155% rekbaar

EIGENSCHAPPEN:

- hoge rustdruk, lage werkdruk
- gestructureerde weefselstructuur
- crème-kleurig
- huidvriendelijk
- ademende stof