

Stoelfiets met display - opvouwbare oefenfiets voor ***gymna***

armen en benen

Art: AD168053



Productinformatie

De **stoelfiets met display** is het perfecte trainingsapparaat voor het onderhouden en opbouwen van de arm- en beenspieren . Verder verbetert het gebruik van de pedaaltrainer de coördinatie en de bloedsomloop.

Deze opvouwbare oefenfiets is gemaakt van een solide, gelakt stalen frame en voorzien van antislip pedalen en voeten. Deze garanderen een stevige stand en veilig gebruik. Met een schroef kan de weerstand worden aangepast om de training individueel aan te passen.

Wanneer de pedaaltrainer niet in gebruik is, kan deze gemakkelijk worden opgevouwen en opgeborgen.

Eenvoudige bewegingstherapie in de praktijk, op de kamer, in bed, voor de zetel of rolstoel.

Specificaties:

- vloerbasis: 37 x 49 cm
- hoogte: 24 cm
- 1 x LR44 knoopcel batterij is inbegrepen
- gewicht: 3kg