

Verpleegtas Elite General 177 - Zwart

Art: 511368 | Merk: ELITE BAGS

gymna

€ 127,50

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

Comfortabele, veelzijdige en lichte medische tas, ideaal voor sporttherapie of thuisverpleegkunde. Het efficiënte design, de gratis meegeleverde handige mini naaldcontainer en het herbruikbare Cold/Hot pack, geven deze tas een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.

Specificaties

- Deze medische tas combineert functionaliteit en comfort (lichtgewicht: slechts 1,1 kg)
- Ideaal voor thuisverpleegkunde, medische noodsituaties of sporttherapie
- Afwasbaar materiaal
- Handvat, schouderriem en rugzak
- Vakindeling persoonlijk aanpasbaar met velcro
- Extra buitencompartiment
- Geïntegreerd isothermisch compartiment
- Inclusief handige mini naaldcontainer en herbruikbaar Cold/Hot pack
- Beschermende Floor-Rest elementen onderaan de tas

- Afgebeelde instrumenten niet meegeleverd!!
- Afmetingen: 42(L) x 26(B) x 22(H) cm